



Autoklavierbare Etiketten & Klebebänder



Labtag.com/autoclave

Steri-LazrTAG™

Autoklavierbare Etiketten für Laserdrucker

Temperaturbereich von -40°C bis +150°C (-40°F bis +302°F)

Diese autoklavierbaren Etiketten für Laserdrucker widerstehen mehrere Zyklen im Autoklav und sind ideal für die Identifizierung von Materialien, die wiederholt sterilisiert werden.



#AKA-63



#ALTR-13


Dauerhaft				
Artikelnr	Zoll (B x H)	mm (B x H)	Etiketten/ Pckg.	Erhältliche Farben
AKA-12	0.94" x 0.5"	23.9 x 12.7	2,688	Ⓜ
AKA-13	1.75" x 0.5"	44.5 x 12.7	1,280	Ⓜ
AKA-63	2" x 1.125"	50.8 x 28.6	432	Ⓜ
AKA-3	2.63" x 1"	66.8 x 25.4	480	Ⓜ
AKA-30	3" x 2.375"	76.2 x 60.3	128	Ⓜ
AKA-28	8.5" x 11"	215.9 x 279.4	16	Ⓜ
Ablösbar				
Artikelnr	Zoll (B x H)	mm (B x H)	Etiketten/ Pckg.	Erhältliche Farben
ALTR-13	1.75" x 0.5"	44.5 x 12.7	1,280	Ⓜ YE GA BL OR RE LA
ALTR-63	2" x 1.125"	50.8 x 28.6	432	Ⓜ
ALTR-3	2.63" x 1"	66.8 x 25.4	480	Ⓜ
ALTR-116	3" x 0.625"	76.2 x 15.9	512	Ⓜ
ALTR-39	3.5" x 1"	88.9 x 25.4	320	Ⓜ OR

Steri-JetTAG™

Autoklavierbare Etiketten für Inkjet-Drucker

Temperaturbereich von -40°C bis +150°C (-40°F bis +302°F)

Diese dauerhaften Etiketten widerstehen hohen Temperaturen und sind ebenfalls unempfindlich gegen Ethanol, Isopropylalkohol, sowie andere Alkohole. Sie können mit farbigem Text sowie Grafiken bedruckt werden.



#INKA-63


Artikelnr	Zoll (B x H)	mm (B x H)	Etiketten/ Pckg.
INKA-13	1.75" x 0.5"	44.5 x 12.7	1,280
INKA-63	2" x 1.125"	50.8 x 28.6	432
INKA-106	3" x 2"	76.2 x 50.8	160
INKA-61	3.5" x 2"	88.9 x 50.8	160

Steri-ThermoTAG™

Autoklavierbare Thermotransfer-Etiketten


Temperaturbereich von -60°C bis +150°C (-76°F bis +302°F)

Diese autoklavierbaren Thermotransfer-Etiketten halten verschiedene Sterilisationsprozesse aus, von Dampfautoklaven und Trockenöfen bis hin zu Ethylenoxidgas und Gammabestrahlung. Blackout Steri-ThermoTAGs sind ebenfalls erhältlich, um vertrauliche Informationen auf Behältern zu kaschieren, die autoklaviert werden müssen, bevor sie entsorgt werden können.



Dauerhaft						
Artikelnr (Weiß)	Artikelnr (Farben)	Zoll (B x H)	mm (B x H)	Kerndurchmesser	Etiketten/ Rolle	Erhältliche Farben
AUTT-75NPC1-2WH	AUTC-75NPC1-2	1" x 0.6875"	25.4 x 17.5	25.4mm	2,000	Ⓜ WH GA OR
AUTT-19C1-1WH	-	1.3" x 0.625"	33 x 15.9	25.4mm	1,000	Ⓜ WH
AUTT-84C1-0.25WH	AUTC-84C1-0.25	2" x 4"	50.8 x 101.6	25.4mm	250	Ⓜ WH YE GA PI BL OR RE
AUTT-28C1-2WH	-	2" x 1"	50.8 x 25.4	25.4mm	2,000	Ⓜ WH
AUTT-200C1-1WH	-	2.5" x 1.25"	63.5 x 31.8	25.4mm	1,000	Ⓜ WH
AUTT-62C1-0.5WH	-	4" x 2"	101.6 x 50.8	25.4mm	500	Ⓜ WH
Entfernbar						
Artikelnr	Zoll (B x H)	mm (B x H)	Kerndurchmesser	Etiketten/ Rolle	Erhältliche Farben	
AUTR-61NPNOTC1-4WH	0.354" Durchmesser	9	25.4mm	4,000	Ⓜ WH	
AUTR-9C1-1WH	1.25" x 0.875"	31.8 x 22.2	25.4mm	1,000	Ⓜ WH	
AUTR-28C1-1WH	2" x 1"	50.8 x 25.4	25.4mm	1,000	Ⓜ WH	
AUTR-11C1-2WH	2.64" x 0.276"	67.1 x 7	25.4mm	2,000	Ⓜ WH	
Blackout						
Artikelnr	Zoll (B x H)	mm (B x H)	Kerndurchmesser	Etiketten/ Rolle	Erhältliche Farben	
BOA-19C1-1SI	1.3" x 0.625"	33 x 15.9	25.4mm	1,000	Ⓜ SI	
BOA-28C1-1SI	2" x 1"	50.8 x 25.4	25.4mm	1,000	Ⓜ SI	

Indikator-Klebeband für Dampfsterilisation



Das Indikator-Klebeband für die Dampfsterilisation kann für die Identifizierung von Behältern benutzt werden, die in Dampfautoklaven sterilisiert werden. Dieses Klebeband kommt mit nahezu unsichtbaren Streifen, die sich schwarz verfärben, wenn das Klebeband im Autoklav benutzt wird. Dies dient der Bestätigung, dass das markierte Material autoklaviert wurde. Kann mit Filzstiften beschrieben werden.



Artikelnr	Zoll x Fuß	mm x m	Kerndurchmesser
STRAT-18	0.7" x 180'	25mm x 54m	3"
STRAT-25	1" x 180'	25mm x 54m	3"

Autoklaven-beständiges Klebeband



Dieses thermotransfer-bedruckbare Klebeband wurde für die Nutzung in Dampfautoklaven und Trockenöfen entworfen. Das autoklaven-beständige Klebeband ist ideal dazu geeignet, um Operationsbesteck sowie Schalen, Blisterpackungen, Plastik- und Glaswaren zu identifizieren, die sterilisiert werden müssen. Wird in einer durchgängigen Rolle angeboten, um es Ihnen zu ermöglichen, die exakt benötigte Länge abzutrennen.



Artikelnr	Zoll x Fuß	mm x m	Kerndurchmesser
TAUT-25	1" x 50'	25.4mm x 15m	1"
TAUT-25	1" x 100'	25.4mm x 30m	3"

Über uns

GA International ist der führende Hersteller von leistungsfähigen Spezialetiketten und Lieferant von Identifikationslösungen, die in Forschungs- und klinischen Laboren bei histologischen Färbungen, Kryo-Konservierung und der Sterilisation verwendet werden. Wir verstehen die Bedeutung von korrekter Patienten- und Probenidentifizierung. Von Wissenschaftlern für Wissenschaftler entworfen widerstehen unsere Etiketten die harschesten Bedingungen im Labor, um Ihre wertvollen Informationen zu beschützen.

Xylol-beständige Etiketten • Kryogene Etiketten • Etiketten für Autoklaven • Etiketten für das Gesundheitswesen
 Klebebänder • Farbbänder • Drucker • Scanner • Software • Automatisierung
 Druckdienstleistungen • Datendruck • Industrielösungen • Maßanfertigungen

ISO 9001:2015 zertifiziert



NETHERLANDS
 +31 (0) 73-7370185

INTERNATIONAL
 +1-450-973-9420

info@ga-international.com
 www.Labtag.com