

CryoSTUCK®

Kryogene Etiketten für gefrorene Oberflächen

Temperaturbereich von -196°C bis +100°C (-321°F bis + 212°F)

- › Haften auf bereits bei bis zu -80°C gefrorenen Röhrchen (kein Auftauen nötig)
- › Widerstehen extreme kryogene Temperaturen (-196°C/-321°F)
- › Ideal, um Etiketten zu überkleben (blackout und transparente Etiketten sind erhältlich)
- › Für Thermotransfer- und Laserdrucker verfügbar
- › Ideal für Biobanken und kryogene Lagerstätten
- › Auch als Klebeband erhältlich

Standard – Blattformat



In Blattformat für Desktop-Laserdrucker erhältlich. Diese dauerhaften kryogenen Etiketten haften auf bereits gefrorenen Röhrchen und Kontainer. Vorlagen zur einfachen Konfiguration und zum Ausdrucken sind gratis online erhältlich.

Standard – Rollenformat



Kryogene Etiketten, die auf bereits gefrorenen Oberflächen haften, ohne dass diese zuerst aufgetaut werden müssen. Auch in transparenter und blackout Form erhältlich, um auf Thermotransfer-Druckern gedruckt zu werden.

Blackout – Rollenformat



Das einzigartige, undurchsichtige Design dieser blackout CryoSTUCK-Etiketten erlaubt es Ihnen, bereits existierende Etiketten zu überdecken. Ideal, um gefrorene Röhrchen umzuetikettieren, wenn das aktuelle Etikett nicht entfernt werden kann.

Transparent – Rollenformat



Unsere durchsichtigen CryoSTUCK-Etiketten bieten eine Möglichkeit, um existierende Etiketten auf Röhrchen und Fläschchen zu überkleben. Dies schützt bestehende Etiketten vor harschen Bedingungen, ohne aufgedruckte Informationen zu verbergen.

Standard – Blattformat (US Briefformat)

Artikelnr	B x H (Zoll)	Etiketten/Seite	Etiketten/Packung	Seiten/Packung
LCS-9WH	1.26" x 0.87"	72	1,152	16

Blackout – Rollenformat

Artikelnr	B x H (Zoll)	Kerndurchmesser	Etiketten/Rolle
AEA-5NOTC1-1WH	0.875" x 1.125" + 0.75"	25.4mm	1,000
AEA-5NOTC3-1WH	0.875" x 1.125" + 0.75"	76mm	1,000
AEA-7C1-1WH	1.57" x 0.75" + 0.93"	25.4mm	1,000
AEA-7C3-2WH	1.57" x 0.75" + 0.93"	76mm	2,000
L2FC-5C1-1WH	1.625" x 2"	25.4mm	1,000
L2FC-5C3-1WH	1.625" x 2"	76mm	1,000
AEA-3C1-1WH	2" x 1" + 0.5"	25.4mm	1,000
AEA-3C3-1WH	2" x 1" + 0.5"	76mm	1,000
L2FC-11C1-1WH	3" x 1.25"	25.4mm	1,000
L2FC-11C3-1WH	3" x 1.25"	76mm	1,000

Standard – Rollenformat

Artikelnr	B x H (Zoll)	Kerndurchmesser	Etiketten/Rolle
L2FS-5C1-1WH	0.875" x 2"	25.4mm	1,000
L2FS-5C3-1WH	0.875" x 2"	76mm	1,000
L2FS-1C1-1WH	1" x 0.5"	25.4mm	1,000
L2FS-1C3-1WH	1" x 0.5"	76mm	1,000
FIX-312NOTC1-1WH	1" x 0.625" + 1.375" wrap	25.4mm	1,000
FIX-312NOTC3-3WH	1" x 0.625" + 1.375" wrap	76mm	3,000
L2FS-2C1-2WH	1" x 1"	25.4mm	2,000
L2FS-2C3-4WH	1" x 1"	76mm	4,000
L2FS-4C1-2WH	1.25" x 0.875"	25.4mm	2,000
L2FS-4C3-2WH	1.25" x 0.875"	76mm	2,000
FIX-329NOTC1-1WH	1.5" x 1" + 1.5" wrap	25.4mm	1,000
FIX-329NOTC3-2WH	1.5" x 1" + 1.5" wrap	76mm	2,000
L2FS-3C1-1WH	3" x 0.55"	25.4mm	1,000
L2FS-3C3-1WH	3" x 0.55"	76mm	1,000

Transparent – Rollenformat

Artikelnr	B x H (Zoll)	Kerndurchmesser	Etiketten/Rolle
AHA-268NOTC1-2	1.75" x 0.75"	1"	2,000
AHA-268NOTC3-4	1.75" x 0.75"	3"	4,000
AHA-224NOTC1-2	1.75" x 1"	1"	2,000
AHA-224NOTC3-2	1.75" x 1"	3"	2,000
AHA-501NOTC1-0.25	3" x 4.75"	1"	250
AHA-501NOTC3-0.5	3" x 4.75"	3"	500



 Kaufen Sie auf de.Labtag.com/cryostuck