

NitroTAG®

Etiquetas de Transferencia Térmica para Almacenamiento Criogénico

Rango de temperatura -196°C a +110°C (-321°F a +230°F)



- Resisten temperaturas criogénicas extremas (-196°C/-321°F, en nitrógeno líquido o en fase de vapor)
- El fuerte pegamento criogénico permanente permite que las etiquetas se adhieran a superficies húmedas
- Resisten el rociado y la limpieza con alcohol y toallitas desinfectantes de superficies



Rectángulos

Las etiquetas NitroTAG rectangulares están disponibles en varios tamaños, perfectos para identificar viales criogénicos de pequeño diámetro, microtubos, cajas de cartón o polipropileno para crio congelación, placas de cultivo celular y bolsas de plástico. Estas etiquetas criogénicas de transferencia térmica tienen un fuerte adhesivo permanente que permanecerá firmemente adherido, incluso en entornos de baja temperatura.



SKU	Pulgadas (L x A)	mm (L x A)	Centro	Etiquetas a lo Largo	Etiquetas/Rollo	Colores
JTTA-164C1-10	0.25" x 1"	6.4 x 25.4	1"	10	10,000	WH BL YE GA
JTTA-164C3-10	0.25" x 1"	6.4 x 25.4	3"	10	10,000	WH BL YE GA
JTTA-51C1-2WH	0.75" x 0.4"	19.1 x 10.2	1"	1	2,000	WH
JTTA-51C3-6WH	0.75" x 0.4"	19.1 x 10.2	3"	1	6,000	WH
JTTA-98C1-1WH	0.875" x 0.875"	22.2 x 22.2	1"	1	1,000	WH
JTTA-98C3-3WH	0.875" x 0.875"	22.2 x 22.2	3"	1	3,000	WH
JTTA-1C1-1	1" x 0.4375"	25.4 x 11.1	1"	1	1,000	WH PI LE
JTTA-1C3-6	1" x 0.4375"	25.4 x 11.1	3"	1	6,000	WH PI LE
JTTA-7C1-1	1" x 0.5"	25.4 x 12.7	1"	1	1,000	WH BL GA LE PI YE RE OR LA SI
JTTA-7C3-5	1" x 0.5"	25.4 x 12.7	3"	1	5,000	WH BL GA LE PI YE RE OR LA SI
JTTA-4C1-1WH	1" x 0.75"	25.4 x 19.1	1"	1	1,000	WH
JTTA-4C3-1WH	1" x 0.75"	25.4 x 19.1	3"	1	1,000	WH
JTTA-29C1-1	1" x 1"	25.4 x 25.4	1"	1	1,000	WH BL GA PI YE RE
JTTA-29C3-3	1" x 1"	25.4 x 25.4	3"	1	3,000	WH BL GA PI YE RE
JTTA-174C1-6WH	1" x 1"	25.4 x 25.4	1"	3	6,000	WH
JTTA-174C3-10WH	1" x 1"	25.4 x 25.4	3"	3	10,000	WH
JTTA-118C1-1WH	1" x 1.25"	25.4 x 31.8	1"	1	1,000	WH
JTTA-118C3-4WH	1" x 1.25"	25.4 x 31.8	3"	1	4,000	WH
JTTA-18C1-2WH	1.25" x 0.5"	31.8 x 12.7	1"	1	2,000	WH
JTTA-18C3-2WH	1.25" x 0.5"	31.8 x 12.7	3"	1	2,000	WH
JTTA-9C1-1	1.25" x 0.875"	31.8 x 22.2	1"	1	1,000	WH GA YE MT OR RE
JTTA-9C3-1	1.25" x 0.875"	31.8 x 22.2	3"	1	1,000	WH GA YE MT OR RE
JTTA-97C1-1WH	1.28" x 0.625"	32.5 x 15.9	1"	1	1,000	WH
JTTA-97C3-2WH	1.28" x 0.625"	32.5 x 15.9	3"	1	2,000	WH
JTTA-66C1-1	1.5" x 1.5"	38.1 x 38.1	1"	1	1,000	WH BRB EGA
JTTA-66C3-2	1.5" x 1.5"	38.1 x 38.1	3"	1	2,000	WH BRB EGA
JTTA-28C1-2	2" x 1"	50.8 x 25.4	1"	1	2,000	WH BL GA PI YE RE OR LA BR BL SI
JTTA-28C3-2	2" x 1"	50.8 x 25.4	3"	1	2,000	WH BL GA PI YE RE OR LA BR BL SI
JTTA-36C1-1	3" x 1"	76.2 x 25.4	1"	1	1,000	WH BL GA PI YE RE OR LA BR SI
JTTA-36C3-1	3" x 1"	76.2 x 25.4	3"	1	1,000	WH BL GA PI YE RE OR LA BR SI
JTTA-56C1-1	3" x 2"	76.2 x 50.8	1"	1	1,000	WH GA RE OR
JTTA-56C3-1	3" x 2"	76.2 x 50.8	3"	1	1,000	WH GA RE OR
JTTA-134C1-0.3WH	3" x 4"	76.2 x 101.6	1"	1	300	WH
JTTA-134C3-0.5WH	3" x 4"	76.2 x 101.6	3"	1	500	WH
JTTA-62C1-0.5	4" x 2"	101.6 x 50.8	1"	1	500	WH BL GA YE RE OR
JTTA-62C3-1	4" x 2"	101.6 x 50.8	3"	1	1,000	WH BL GA YE RE OR

Círculos

Las etiquetas circulares NitroTAG están diseñadas para la identificación de las tapas de viales y tubos. Disponibles en varios colores, son ideales para codificar por colores los contenedores de muestras. Estas etiquetas criogénicas se pueden escribir, pero también se pueden imprimir con texto y códigos de barras 2D para mejorar el seguimiento mediante las impresoras de transferencia térmica más comunes.

SKU#	Pulgadas (Diámetro)	mm (Diámetro)	Centro	Etiquetas a lo Largo	Etiquetas/Rollo	Colores
JTTA-59NPNOTC1-2	0.25"	6.4	1"	2	2,000	WH YE GA LE BL PI
JTTA-59NPNOTC3-2	0.25"	6.4	3"	2	2,000	WH YE GA LE BL PI
JTTA-61NPNOTC1-4	0.354"	9	1"	2	4,000	WH YE OR LA BL SI
JTTA-61NPNOTC3-4	0.354"	9	3"	2	4,000	WH YE OR LA BL SI
JTTA-22NOTC1-2	0.438"	11.1	1"	2	2,000	WH YE GA MT BL PI OR RE
JTTA-22NOTC3-4	0.438"	11.1	3"	2	4,000	WH YE GA MT BL PI OR RE
JTTA-500NOTC1-4	0.5"	12.7	1"	4	4,000	JA Multicolor
JTTA-500NOTC3-8	0.5"	12.7	3"	4	8,000	JA Multicolor
JTTA-293NOTC1-3	0.5"	12.7	1"	3	3,000	JA Multicolor
JTTA-293NOTC3-6	0.5"	12.7	3"	3	6,000	JA Multicolor
JTTA-53NOTC1-2	0.5"	12.7	1"	2	2,000	WH YE GA LA BL PI OR RE
JTTA-53NOTC3-2	0.5"	12.7	3"	2	2,000	WH YE GA LA BL PI OR RE
JTTA-106C1-2	0.75"	19.1	1"	1	2,000	WH YE BL
JTTA-106C3-2	0.75"	19.1	3"	1	2,000	WH YE BL
JTTA-115C1-1	1"	25.4	1"	1	1,000	WH YE GA BL PI OR RE
JTTA-115C3-1	1"	25.4	3"	1	1,000	WH YE GA BL PI OR RE



#JTTA-59



#JTTA-61



#JTTA-53

Rectángulos + Círculos

Estas etiquetas criogénicas imprimibles por transferencia térmica están provistas de rectángulos y círculos para identificar los lados y las tapas de viales criogénicos y microtubos. Están disponibles en una gama de colores y tamaños y pueden imprimirse con texto alfanumérico, así como con códigos de barras 1D y 2D.

SKU#	Pulgadas (L x A + Diá.)	mm (L x A + Diá.)	Centro	Etiquetas a lo Largo	Etiquetas/Rollo	Colores
JTTA-52NOTC1-2	0.94" x 0.5" + 0.437"	23.9 x 12.7 + 11.1	1"	1 set	2,000	WH YE GA BL OR PI LA RE
JTTA-52NOTC3-4	0.94" x 0.5" + 0.437"	23.9 x 12.7 + 11.1	3"	1 set	4,000	WH YE GA BL OR PI LA RE
JTTA-183C1-2WH	1" x 0.5" + 0.375"	25.4 x 12.7 + 9.5	1"	1 set	2,000	WH
JTTA-183C3-4WH	1" x 0.5" + 0.375"	25.4 x 12.7 + 9.5	3"	1 set	4,000	WH
JTTA-70C1-2	1.125" x 0.75" + 0.437"	28.6 x 19.1 + 11.1	1"	1 set	2,000	WH PI
JTTA-70C3-4	1.125" x 0.75" + 0.437"	28.6 x 19.1 + 11.1	3"	1 set	4,000	WH PI
JTTA-161C1-2	1.1875" x 1" + 0.375"	30.2 x 25.4 + 9.5	1"	1 set	2,000	WH YE GA
JTTA-161C3-2	1.1875" x 1" + 0.375"	30.2 x 25.4 + 9.5	3"	1 set	2,000	WH YE GA
JTTA-158C1-2WH	1.25" x 0.5" + 0.437"	31.8 x 12.7 + 11.1	1"	1 set	2,000	WH
JTTA-158C3-4WH	1.25" x 0.5" + 0.437"	31.8 x 12.7 + 11.1	3"	1 set	4,000	WH
JTTA-274C1-2WH	1.25" x 0.5" + 0.375"	31.8 x 12.7 + 9.5	1"	1 set	2,000	WH
JTTA-274C3-4WH	1.25" x 0.5" + 0.375"	31.8 x 12.7 + 9.5	3"	1 set	4,000	WH
JTTA-172C1-2WH	1.25" x 0.625" + 0.4375"	31.8 x 15.9 + 11.1	1"	1 set	2,000	WH
JTTA-172C3-4WH	1.25" x 0.625" + 0.4375"	31.8 x 15.9 + 11.1	3"	1 set	4,000	WH
JTTA-103C1-2WH	1.25" x 0.625" + 0.375"	31.8 x 16 + 9.5	1"	1 set	2,000	WH
JTTA-103C3-4WH	1.25" x 0.625" + 0.375"	31.8 x 16 + 9.5	3"	1 set	4,000	WH



#JTTA-52



#JTTA-183



#JTTA-70

NitroTAG® con SimPEEL™

Patente Pendiente

Las etiquetas NitroTAG con tecnología SimPEEL son aún más fáciles de despegar y aplicar. Están provistas de una lengüeta sin adhesivo que permite despegar las etiquetas de su soporte con facilidad, mientras que el diseño apto para guantes garantiza que la etiqueta no se pegue a las manos ni a los guantes durante la aplicación.



1

Después de imprimir las etiquetas SimPEEL™, despegue la etiqueta levantando mediante la cómoda lengüeta.



2

Coloque la etiqueta sobre el vial o la superficie mientras sostiene la lengüeta.



3

Adhiera la etiqueta y luego retire la lengüeta mientras sigue colocando la etiqueta.



4

Hecho.

SKU#	Pulgadas (L x A)	mm (L x A)	Centro	Etiquetas a lo Largo	Etiquetas/Rollo
SPJTТА-29NPC1-1WH	1" x 1"	25.4 x 25.4	1"	1	1,000
SPJTТА-29NPC3-3WH	1" x 1"	25.4 x 25.4	3"	1	3,000
SPJTТА-554NPSBC1-2WH	1.81" x 0.625"	46 x 15.9	1"	1	2,000
SPJTТА-554NPSBC3-2WH	1.81" x 0.625"	46 x 15.9	3"	1	2,000



+1-450-973-9420
info@ga-international.com
Labtag.com

ESTADOS UNIDOS
P.O. Box 2633,
Champlain, NY
12919, Estados Unidos
1-800-518-0364

CANADÁ
4455 Rue Louis-B.-Mayer
Laval, QC
H7P 6B5, Canadá
1-800-518-0364

PAÍSES BAJOS
Runweg 28A,
5258 BN Berlicum
Países Bajos
+31 (0) 73-7370185

REINO UNIDO
10 John Street,
London WC1N 2EB
Reino Unido
+44 (20) 3769 5683

INDIA
Building No.- 55, S/F
Panchkuian Road, Connaught
Place, New Delhi - 110001 India
+91 40 71279189